

# MGD<sub>RX</sub>

## THE EyeBag

COMPANY LTD

### BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningen nøye før du bruker EyeBag og ta vare på den for senere bruk. Følg alltid anvisningene. EyeBag er en gjenbrukbar varmepute som varmes i mikrobølgeovn, til behandling av meibomsk kjertel dysfunksjon og relaterte øyetilstander. Ikke del din EyeBag med noen andre. EyeBag skal kun varmes opp av en ansvarlig voksen. Ta EyeBag ut av den blå esken og legg den flatt på en ren, tørr tallerken eller lignende som tåler mikrobølgeovn. Det spiller ingen rolle hvilken side som vender ned. Varmes i mikrobølgeovn på full styrke ifølge tabellen nedenfor.

STYRKE	OPPVARMINGSTID
Over 750 W	30 sekunder
750 W og lavere	40 sekunder

Skal kun gjenoppvarmes fra romtemperatur.  
La EyeBag avkjøles helt før ny oppvarming.

Fjern EyeBag fra mikrobølgeovnen og rist den forsiktig for å sikre jevn fordeling av varmen. Kontrollér at EyeBag er komfortabelt varm før du legger den over lukkede øyne og slapper av med EyeBag på plass i 10 minutter.

Etter 10 minutter fjernes EyeBag og øyelokkene masseres for å presse ut olje fra de meibomske kjertlene. Lukk øynene og stryk en ren finger forsiktig, men fast over øyelokkskanten fra nesen og utover. Gjenta denne manøveren flere ganger for både øvre og nedre øyelokk.

EyeBag er et naturlig produkt, og det er vanlig at det føles litt fuktig ved første gangs bruk.

Oppbevar din EyeBag i den blå esken på en ren, tørr plass.

EyeBag skal ikke vaskes eller fuktes.

Hele EyeBag og dens emballasje er biologisk nedbrytbare. Mikrobølger dreper bakterier. Vi anbefaler at du bruker EyeBag i 10 minutter, to ganger daglig de to første ukene, deretter én eller to ganger daglig etter behov. EyeBag kan trygt og effektivt varmes opp inntil 200 ganger.

#### ADVARSLER

Dette produktet kan forårsake forbrenninger hvis det ikke brukes ifølge anvisningene.

Du må lese og følge bruksanvisningen.

Behold emballasje og bruksanvisning for senere bruk.

Vær oppmerksom på styrken på mikrobølgeovnen du bruker til å varme opp din EyeBag i. Produktet skal ikke varmes opp mer enn 200 ganger. La EyeBag alltid oppnå normal romtemperatur før du varmer den på nytt.

Inspisér din EyeBag regelmessig og skift den ut hvis den er skadet.

EyeBag skal ikke vaskes eller fuktes. Det er normalt at produktet blir flekkete av tårer og sekresjon fra øyelokkene ved gjentatt bruk.

EyeBag kan brukes for å behandle barn etter medisinsk anbefaling. EyeBag temperaturen må alltid kontrolleres av en ansvarlig voksen som holder seg sammen med barnet mens behandlingen pågår.