

CO D. **226113**Rev. **01**Data **2020/11**LINEA **Oxi care**Prodotto **PER**Tipo **leaflet**FUSTELLA **A4**COLOR **K ■**

DA

#### EGENSKABER OG INDIKATIONER

Peroxidopløsning har en høj bakteriedræbende effekt, og udfører tilmed en rensende handling ved at fjerne de aflejringer, der dannes dagligt på kontaktlinsernes overflader. Peroxidopløsning er velegnet til desinfektion af alle typer kontaktlinser med undtagelse af farvede/kosmetiske linsener.

#### BRUGSANVISNING

Vask dine hænder grundigt. Brug altid og udelukkende den specielle beholder udstyret med metalkatalysator.

Fyld beholderen med Platinum-opløsning, og pas på ikke at overskride referencetregren. Anbring linserne i den specielle beholder til kontaklinser, og nedsenk den i Peroxidopløsning. Luk beholderen uden at ryste den. Hold beholderen lodret. Produktets korrekte funktion kan genkendes ved dannelsen af iltbobler, der skabes ved kontakt mellem opløsningen og metalkatalysatoren. I modsat fald må produktet ikke anvendes. Lad linserne blive i Peroxidopløsning i mindst 6 timer eller natten over. Før du anvender kontaktlinserne, skal de skylles med saltvand.

#### FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Efter åbning, skal produktet anvendes inden for 60 dage. Skal opbevares mellem 5 ° og 25 ° C. Må ikke anvendes, hvis forseglingen ikke er intakt. Gentag proceduren, hvis linserne forbliver i samme opløsning i mere end 24 timer. Må ikke anvendes, hvis du er overfølsom eller allergisk over for en komponent. I tilfælde af ubehag eller vedvarende irritation, skal du holde op med at anvende linserne og konsultere en specialist. Skal opbevares uden for børns rækkevidde. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Brug aldrig vand fra hanen til at skylle linserne.

#### MÅ IKKE INDTAGES.

Kontakt en specialist, før du bruger andre lægemidler til behandling af øjensygdomme, mens du bærer linserne. Brug ikke linsebeholderen med andre opløsninger end Peroxidopløsning. Indsæt aldrig linsener i øjnene efter at have fugtet dem med Peroxidopløsning, medmindre de først har gennemgået neutraliseringsprocessen.

#### KONTRAINDIKATIONER

Der er ingen kendte kontraindikationer.

#### SAMMENSÆTNING

Hydrogenperoxid 3%, Natriumfosfat dobbeltbasis, Natriumfosfat enkelbasis, Ethylendiamino-tetraedikesyre, Fosfonsyre, Natriumklorid, Borsyre, Renset vand.

SV

#### EGENSKAPER OCH INDIKATIONER

Peroxidlösning har en hög bakteriedödande potential och utför även en rengöringsåtgärd genom att avlägsna de avlagringar, som dagligen bildas på kontaktlinsernas yta. Peroxidlösning är idealisk för desinficering av alla typer av kontaktlinser med undantag för färgade / kosmetiska linsener.

#### GÖR SÅ HÄR

Tvätta händerna noga. Använd alltid och uteslutande den särskilda behållaren, försedd med metalkatalysator. Fyll behållaren med Platinumlösning och var uppmärksam på att inte överskrida referenshacket. Placera linserna i den särskilda linsbehållaren och lägg ner den i Peroxidlösning. Stäng behållaren och undvik att skaka den. Bibehåll behållaren i vertikalt läge. Produktens korrekta funktion känns igen av att det bildas små bubblor av syre, som alstras genom kontakt mellan lösningen och metalkatalysatorn. Om detta inte skulle ske, ska du inte använda produkten. Lämna linserna i Peroxidlösning under minst 6 timmar eller hela natten. Innan du sätter in dem i ögonen, ska du skölja dem med saltlösning.

#### FÖRSIKTIGHETSMÅTT OCH VARNINGAR

När produkten väl öppnats, ska den användas inom 60 dagar. Förvaras mellan 5 ° och 25°C. Får ej användas om förseglingen inte är hel. Upprepa proceduren om linserna ligger kvar i samma lösning under mer än 24 timmar. Får ej användas vid överkänslighet eller allergi mot någon av komponenterna. Vid besvär eller ihållande irritation, avbryt användningen och rådfråga en specialist. Förvaras utom räckhåll för barn. Får ej användas efter utgångsdatum. Använd aldrig kranvatten för att skölja linserna.

#### FÅR EJ FÖRTÄRAS

Rådfråga en specialist innan du använder någon typ av oftalmisk medicin, när du bär kontaktlinser. Använd inte linsbehållaren med andra lösningar än Peroxidlösning. Sätt aldrig in linserna i ögonen efter att ha blötat dem med Peroxidlösning, utan att de först genomgått neutraliseringsbehandling.

#### KONTRAINDIKATIONER

Inga kontraindikationer har fastställts.

#### SAMMANSÄTTNING

Väteperoxid 3%, Dibasiskt natriumfosfat, Monobasiskt natriumfosfat, Etylendiamintetraättiksyra, Fosfonsyra, Natriumklorid, Borsyra, Renat vatten.

FI

#### OMINAISUUDET JA OHJEET

Peroksidiliuos bakterisidinen vaikutus on korkea. Tämän lisäksi sillä on myös puhdistava vaikutus poistaen päivittäin piilolinssien pinnoille muodostuvia jäämiä. Peroksidiliuos on tarkoitettu kaikkien piilolinssityyppien desinfiointiin lukuun ottamatta värillisiä ja kosmeettisia piilolinsssejä.

#### KÄYTTÖOHJEET

Pese kädet huolella. Käytä yksinomaan asianmukaista koteloa jossa metallikatalyytti. Täytä kotelo Platinum-liuoksella yllättämättä viitemerkkiä. Laita linssit asianmukaiseen linssikoteloon ja upota se liuokseen Peroksidiliuos. Sulje kotelo sitä ravistamatta. Pidä koteloa pystyasennossa. Tuotteen oikea toiminta voidaan tunnistaa happiuplien muodostumisesta, jotka syntyvät liuoksen ja metallikatalyytin välisestä kosketuksesta. Päinvastaisessa tapauksessa, älä käytä tuotetta. Jätä linssin liuokseen Peroksidiliuos vähintään 6 tunniksi tai yön yli. Ennen kuin ne laitetaan silmiin, huuhtelee ne suolaliuoksella.

#### VAROITIMENPITEET JA VAROITUKSET

Käytä tuote 60 vuorokauden sisällä pakkauksen avaamisen jälkeen. Säilytä 5°C ja 25°C:n välisessä lämpötilassa. Älä käytä jos tiiviste ei ole ehjä. Toista menettely jos linssit jäävät samaan liuokseen yli 24 tunniksi. Älä käytä jos yliherkkyttä tai allergiaa esiintyy jollekin aineelle. Jos haittaa tai jatkuvaa ärsytystä ilmenee, keskeytä käyttö ja käänny asiantuntijan puoleen. Pidä pois lasten ulottuvilta. Älä käytä eräpäivän jälkeen. Älä koskaan käytä hanavettä linssien huuhtelussa.

#### ÄLÄ NIELE

Käänny asiantuntijan puoleen ennen minkä tahansa oftalmisen lääkkeen käyttöä piilolinssien käytön aikana.

Älä käytä linssikotelo muun kuin Peroksidiliuos liuoksen kanssa. Älä koskaan laita piilolinsssejä silmään kun ne on kasteltu liuoksella Peroksidiliuos jos niitä ei ole ennen neutralisoitu.

#### KONTRAINDIKAATIOT

Varmistettuja kontraindikatioita ei esiinny.

#### KOOSTUMUS

Vetyperoksidi 3 %, Dinatriumfosfaatti, Natriumdiveetyfosfaatti, Etyleenidiaminotetraetikkahappo, Fosfonihappo, Natriumkloridi, Boorihappo, Puhdistettu vesi.

NO

#### EGENSKAPER OG INDIKASJONER

Peroxidoppløsning har høy bakteriedrørende kraft, den virker også rensende ved at den fjerner avleiringer som dannes daglig på overflatene til kontaktlinser. Peroxidoppløsning egner seg til desinfisering av alle typer kontaktlinser, med unntak av fargede/kosmetiske.

#### INSTRUKSJONER VED BRUK

Vask hendene godt. Bruk alltid, og bare spesialbeholderen som er utstyrt med en metalkatalysator. Fyll beholderen med Platinum-løsning, og pass på å ikke fyll opp mer enn til referansemerket. Legg linsene i den spesielle linseeskenn og senk den ned i Peroksidoppløsning. Lukk beholderen uten å riste den. Hold esken i vertikal stilling. Produktet virker som det skal når det danner seg oksygenbobler som et resultat av kontakten mellom løsningen og metalkatalysatoren. Hvis dette ikke er tilfellet, må ikke produktet brukes. La linsene ligge i Peroksidoppløsning i minst 6 timer eller over natten. Skyll linsene i saltvann før du setter inn linsene.

#### FORHOLDSREGLER OG ADVARSLER

Må brukes innen 60 dager etter åpning. Oppbevares i mellom 5 °C til 25 °C. Må ikke brukes hvis forseglingen er brutt. Gjenta prosessen hvis linsene har ligget i samme løsning i mer enn 24 timer. Må ikke brukes i tilfelle overfølsomhet eller allergi mot noen av innholdsstoffene. Ved ubehag eller vedvarende irritasjon, avbryt bruken og kontakt en spesialist. Må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Må ikke brukes etter utløpsdatoen. Bruk aldri vann fra springen for å skylle linsene.

#### MÅ IKKE SVELGSE

Rådfør deg med spesialis før du bruker øyemedikamenter mens du bruker linsene. Ikke bruk linsebeholderen med noen andre løsninger enn Peroksidoppløsning. Sett aldri linsener inn i øynene etter å ha fuktet dem med Peroksidoppløsning uten at de først har gjennomgått nøytraliseringsprosessen.

#### KONTRAINDIKASJONER

Det er ingen kjente kontraindikasjoner.

#### SAMMENSÆTNING

Hydrogenperoksid 3 %, Bibasisk natriumfosfat, Monobasisk natriumfosfat, Etylendiamino Tetraeddikesyre, Fosfonsyre, Natriumklorid, Borsyre, Renset vann.

IS

#### EIGINLEIKAR OG MERKINGAR

Peroxið lausn hefur mikinn bakteríueyðandi kraft og hefur einnig hreinsandi áhrif þar sem hún fjarlægir óhreinindi sem safnast daglega á yfirborð snertilinsanna. Peroxið lausn hentar til sóthreinsunar á öllum gerðum snertilinsa nema lituðum/fegrandi linsum.

#### LEIÐBEININGAR UM NOTKUN

Þvoðu hendurnar vandlega. Notaðu alltaf eingöngu sérstaka ílátið sem er búið málmefnahvarfa. Fylltu ílátið með platinumlausn og gættu þess að fara ekki yfir viðmiðunarhakið. Settu linsurnar í sérstaka linsulátið og dýfðu þeim í Peroxið lausn. Lokaðu ílátinu og forðastu að hrista. Hafðu ílátið í uppréttri stöðu. Rétt virkni vörunnar er kemur fram með myndun loftbóla sem myndast við snertingu lausnarinnar og málmhvatans. Annars skaltu ekki nota vöruna. Láttu linsurnar vera í Peroxið lausn í að minnsta kosti 6 klukkustundir eða yfir nótt. Áður en linsurnar eru settar í augun skaltu skola þær með saltlausn.

#### VARÚÐARRÁÐSTAFANIR OG VIÐVARANIR

Eftir opnun skaltu nota vöruna innan 60 daga. Geymist við hitastig milli 5°C – 25°C. Notist ekki ef umbúðirnar eru ekki heilar. Endurtaktu aðgerðina ef linsurnar eru áfram í sömu lausninni í meira en 24 klukkustundir. Notist ekki ef um er að ræða ofurnæmi eða ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna. Ef um er að ræða óþægindi eða viðvarandi ertingu skaltu hætta að nota vöruna og hafa samband við augnfræðinginn. Geymist þar sem börn ná ekki til. Notist ekki eftir fyrningardagsetningu.

Notaðu aldrei kranavatn til að skola linsurnar.

#### MÁ EKKI GLEYPA

Ráðfærðu þig við augnfræðing þinn áður en þú notar einhver augnlyf meðan þú notar linsurnar. Ekki nota linsulátið með öðrum lausnum en Peroxið lausn. Settu linsurnar aldrei í augun eftir að þú hefur vætt þær með Peroxið lausn ef þær hafa ekki áður verið gerðar hlutlausar.

#### FRÁBENDINGAR

Engar frábendingar eru þekktar.

#### INNIHALDSEFNI

Vetnisperoxíð 3%, Natriumfosfat tvíbasískt, Natriumfosfat einbasískt, Etylendíamíntetraedíkýsýra, Fosfónsýra, Natriumklóríð, Bórýsýra, Hreinsað vatn.



CE 0123

STERILEIA

5°C 25°C

MD Medical Device



SOLEKO S.P.A. - Via Ravano snc 03037 - Pontecorvo (FR) - ITALIA



Please Recycle!



CO0226113 rev01 2020/11